

Használati utasítás: CAL LC

A CAL LC egy fényre kötő Calcium Hydroxide paszta mely használható pulpa sapkázásnál és a fogászati tömések, cement és egyéb alapanyagok alá védő alapként / alábélelésként.

Összetétel:

Bisphenol A diglycidylmethacrylate
Bisphenol A diethoxymethacrylate
Tri ethylene glycol dimethacrylate
Silanated Barium Glass 0.02-2 microns
Amorphous Silica, hydrophobed 0.02-0.07 microns
Barium Sulphate
Calcium Hydroxide.

Javallat:

Pulpa sapkázás, alábélelés minden fajta tömőanyag alá, ideiglenes hosszan tartó tömés

Használati utasítás:

Alaposan tisztítsa és szárítsa levegővel az üreget. Vigye fel az anyagot egy applikátor segítségével. Ne lépje túl az 1 mm-es vastagságot. Lámpázza 20 másodpercig majd folytassa a szokványos felépítési technikát.

Figyelmeztetés:

Kerülje a hosszan tartó, ismétlődő bőrrel (allergiás bőrgyulladás) és szemmel való érintkezést, valamint a hosszan tartó belélegzését. Kerülje a belsőleges használatot.

A bőrrel való érintkezése irritációt okozhat, túlérzékenység esetén égést. Amennyiben az anyag a bőrrel érintkezik, azonnal törölje le alaposan alkoholos vattával, azután mossa meg szappanos vízzel. Kiütés és túlérzékenység fellépésekor vagy más allergiás reakciók esetén hagyja abba a termék alkalmazását és forduljon orvoshoz.

A termék szembe kerülése esetén alaposan öblítse ki vízzel, és forduljon orvoshoz.

A termék használata nem javasolt olyan betegek esetében, akiknek komoly allergiás reakciót okoztak a termék bármely összetevői.

Ellenjavallat:

A CAL LC használata nem javasolt azoknál a pácienseknél, akiknél a methacrylate gyanta komoly allergiás reakciót váltott ki, továbbá nem javasolt a termék közvetlen alkalmazása a pulpán.

Tárolás:

Hűvös, száraz helyen tárolja. Tartsa távol a magas hőmérséklettől, mint a közvetlen napfény. Használat után a terméket gondosan zárja le. Óvja a nedvességtől. Az eltarthatóságát a felbontás nem befolyásolja, amennyiben száraz, hűvös helyen tartja. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a terméket, tartsa hűtőben. Használat előtt hagyja, hogy az anyag hőmérséklete elérje a szobahőmérsékletet.

Eltarthatóság:

Gyártástól számított 3 év.

Tartalom: 1 x 2g Black Syringes (fekete fecskendő), 5 applikátor dobozonként.

Ártalmatlanítási feltételek: A szükségtelenné vált gyógyszerek megsemmisítésére az adott országban (ahol a termék használatba kerül) hatályos szabályozás vonatkozik.

A terméket kizárólag fogászati alkalmazásra fejlesztették ki. Alkalmazása szigorúan a használati utasításban leírtaknak megfelelően történjen. Nem vállalunk felelősséget az alkalmazásnak megfelelő területet illető használati utasítás téves értelmezéséből eredő károkért. A felhasználó felelőssége a termék alkalmassági tesztelése valamint olyan célokra történő használata, mely nem a jelen használati utasításban leírtaknak megfelelő.