

CHEMGENE HLD4H

Véreltávolító hatású felületfertőtlenítő koncentrátum

Antimikrobiális spectrum:

baktericid (MRSA), yeasticid, mikobaktericid, sporocid, szelektív virucid (HepB, Herpes simplex, HIV, norovírus inaktiváló)

Hígítási arány, behatási idők:

Baktericid és MRSA baktericid hatás elérése: 1%-os oldat - 5 perc,

yeasticid hatás elérése: 1%-os oldat- 15 perc, vagy 2%-os oldat - 5 perc

mikobaktericid hatás elérése: 5%-os oldat - 30 perc

sporocid hatás elérése: 2%-os oldat - 5 perc

Hepatitis B, Herpes Simplex vírus inaktiváló hatás elérése: 2%-os oldat - 5 perc

HIV, norovírus inaktiváló hatás elérése: 2%-os oldat - 60 perc

Használati utasítás:

Permetezze a felületre vagy fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel kezelje a felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.

A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia. A behatási idő letelte után szükség esetén vízzel öblíthető a felület.

Összetétel:

Biocid hatóanyag: didecil-dimetil-ammoniumklorid (CAS: 7173-51-5), benzalkónium-klorid (CAS: 68424-85-1), bis (3-aminopropil)-dodecilamin (CAS: 2372-82-9)

Egyéb összetevők: cocamidopropil-betain, alkil-poliglukozid, alkohol-etoxilát, egyéb összetevők, víz

Terméktípus: PT 2.

Figyelmeztető mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301 + P330 + P331 LENYELÉS ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P304 + P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P315 Azonnal orvosi ellátást kell kérni.

P405 Elzárva tárolandó.

Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító-és fertőtlenítőszerrel keverni tilos.

Elsősegélynyújtás: Mérgezés tünetei esetén orvoshoz kell fordulni.

Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadóak.

Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcatornába jutását.

Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén a terméket itassuk fel semleges szilárd folyadékfelszívó anyaggal (pl. kovaföld) és az ártalmatlanításig helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. A szennyezett terület vízzel takarítható fel.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös jól szellőztethető helyen 2 évig eltartható.

Kiszerezési egység: 1l-es folyékony koncentrátum

Gyártja: MEDIMARK SCIENTIFIC LTD., Est Point High Street, Seal, Kent, TN15 0EG, Egyesült Királyság.

Forgalomba hozza: PÁL DENTAL ZRT 1085 Budapest, Pál u. 2.

Tel: (+36-1) 317-0927, (+36-1)318-8953, **Web:** www.paldental.hu,

Email: paldental@paldental.hu

OTH engedély szám: JKF/14623-3/2015