

REPROCHEM MANUAL INSTRUMENT AND EQUIPMENT CLEANER



Reprochem Manual Instrument and equipment cleaner: Nagy hatékonyságú enzimes műszer és berendezés tisztító

Használati utasítás:

Tisztítás és fertőtlenítés:

A Reprochem Manual nem habzó, antibakteriális tisztító, amely ideális, berendezések, szívók belsejének, műszereknek tisztítására, ahol vér, nyál vagy testnedvek is jelen vannak.

A 2l-es flakon koncentrátumból 200 l munkaoldat készíthető.

Hígítási arányok:

A berendezésekhez használjon 1%-os oldatot, azaz adjon 10 ml koncentrátumot 1 l vízhez

A műszerekhez használjon 2%-os oldatot, azaz adjon 20 ml koncentrátumot 1 l vízhez.

5 percig áztassa vagy mossa a szennyezett területet, majd öblítse le alaposan.

Az elkészített oldatot 7 nap elteltével, vagy zavarossá válás esetén cserélje ki.

Autokláv használata vagy kémiai fertőtlenítés előtt öblítsük le a műszert vízzel.

Összetevők:

Protease enzyme CAS No. 9014-01-1

Amylase enzyme CAS No. 9000-90-2

Lipase enzyme CAS No. 9001-62-1

Övintézkedések, elsősegély nyújtási rendelkezés:

S 1/2 – Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 23 – A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

Egyéb veszélyek:

A készítmény biológiailag lebomlik nincs specifikus környezeti veszély.

Belégzés: Kerülje a koncentrátum belégzését. Menjen friss levegőre.

Szembekerülés: Öblítse azonnal bő vízzel a nyitott szemet 15 percig. Keresse fel szakorvosát, ha a tünetek megmaradnak.

Bőrre-kerülés: Mossa le azonnal bő vízzel és szappannal. Óvakodjon a hosszantartó érintkezéstől.

Lenyelés: Öblítse ki a száját és a torkát, és igyon nagy mennyiségű vizet. Ne erőltesse a hányást.

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, de jól szellőztethető sötét helyen, 0 °C -30 °C közötti hőmérsékleten, lásd a flakonon

Tűzveszélyességi osztály: „E” Nem tűzveszélyes

Ökotoxicológia: Szabályszerű alkalmazás mellett káros hatása nincs. A készítmény maradékait illetve csomagolóanyagát nyílt vízbe, talajba juttatni tilos, a készítményt csak vízzel hígított állapotban szabad a csatornába juttatni.

Kiszerelési egység: 2l-es folyékony koncentrátum

Forgalomba hozza: PÁL DENTAL ZRT 1085 Budapest, Pál u. 2. Tel: 317-0927, 318-8953